

DIAL-MOVER

DISINCROSTANTE SPECIFICO PER MACCHINE DI DIALISI

DIAL-MOVER è un disincrostante pronto all'uso ad alta attività costituito da un'associazione di acidi organici.

- 1. Composizione :** Miscela di acidi organici (ACIDO CITRICO ed ACIDO GLICOLICO)
Acqua depurata
- 2. Caratteristiche:** DIAL-MOVER è un'associazione di acidi organici in grado di sviluppare un'elevata attività disincrostante. Non dà luogo ad esalazioni ed odori particolarmente sgradevoli garantendo così una maggiore tollerabilità per gli operatori rispetto all'acido acetico.
- 3. Indicazioni d'uso:** disincrostante destinato alla rimozione delle incrostazioni, in particolare delle sedimentazioni calcaree, dai circuiti interni della apparecchiature per dialisi.
Prodotto ad uso professionale.
- 4. Modalità d'uso e tempi di contatto:** DIAL-MOVER è un prodotto pronto all'uso. La disincrostazione dei circuiti della macchina viene effettuata prima della procedura di disinfezione.
Provvedere all'aspirazione del prodotto da parte della macchina secondo i normali programmi automatici di decalcificazione e mantenendo i tempi di contatto prestabiliti dallo stesso.
- 5. Avvertenze :**
 - Indicazioni di pericolo:** H314:Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 - Consigli di prudenza:** P280:Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. - P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - P303+P361+P353:IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338:IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - P310:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. - P501:Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.
Contiene: Acido glicolico

Simbolo di pericolo:





SCHEMA TECNICA “LH DIAL MOVER”

- 6. Sicurezza:** Classificazione ai fini della disciplina che regola la commercializzazione dei preparati pericolosi; corrosivo. Provoca ustioni
- 7. Conservazione :** Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, tenuta tassativamente chiusa, ed in ambiente fresco, pulito, asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta.
Non stivare il disincrostante insieme ad altri prodotti.
- 8. Smaltimento :** Rifiuto pericoloso. Non smaltire direttamente in fogna; smaltire il contenuto in osservanza alle disposizioni locali e nazionali con riferimento ai limiti per il pH. Contenitore in polietilene, non disperdere nell’ambiente dopo l’utilizzo.
- 9. Scadenza:** 36 mesi
- 10. Confezioni:** Flaconi da ml 5000
- 11. Prodotto da:** Lombarda H s.r.l. – Località Faustina – 20080 Albairate (MI)

Dispositivo Medico di Classe I

Rev. 06/2015